

EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET ANDULLATIE MATRAS

STAP 1: Stel uw massagetijd in.

Druk op de toets "TIME" die zich bovenaan rechts bevindt. Via deze toets kan u uw tijd instellen. De gekozen tijd staat dan boven aan op uw display weergegeven. (15 of 30 min.).

STAP 2: Kies uw programma.

Druk op de toets "PROGRAM". Dit is de toets die zich bevindt bovenaan in het midden van uw bediening. Er verschijnt P 1 op de display. Nu duwt u op de + toets van de master control om het programma te kiezen die u wenst naar gelang uw klachten. Deze toets bevindt zich onder de time toets. Het gekozen programma wordt aangeduid op de display.

STAP 3: Verander de intensiteit van de andullatie.

Druk op de toets "COMPLETE". Op de display verschijnt de intensiteit. Wenst u de sterkte te verhogen druk op de + toets van de master control en dit binnen de voorziene tijd. Deze vindt u onder de tijd toets. Wenst u de sterkte te verminderen dan drukt u op de - toets van de master control.

STAP 4 : Stel uw infra rood warmte op de gewenste temperatuur.

Druk op de toets " IR 1". Deze toets bevindt zich onder de toets Complete. Indien u 1 maal drukt op deze toets worden de infra rood lampen van de hals en onderrug aangelicht. U krijgt nu maximale verwarming (60°). Een oranje lampje onderaan rechts ligt op. Indien u een volgende maal drukt op de toets IR 1 vermindert u de infra rood warmte tot (40°). Een oranje lampje in het onderaan in het midden wordt aangelicht. Een volgende druk op de IR 1 toets brengt de infra rood warmte tot 20 °. Een oranje lampje onderaan links wordt aangelicht. U kan nu hetzelfde herhalen met de toets IR 2 die de warmte aan de benen regelt.

Verdere vragen

1/ Hoe verander ik van programma? Druk op de toets PROGRAM. Daarna drukt u op de + of - toets van uw master control om het programma te veranderen.

2/ Hoe verander ik de intensiteit van een zone? Druk eerst op de nummer van de zone (1-5) die u wenst te veranderen. Op de display verschijnt de i van intensiteit en het niveau (getal) van de sterkte. Er zijn 7 niveaus. Druk vervolgens direct op de + toets van de master control om de sterkte te verhogen van de gekozen zone of op de - toets van de master control om de sterkte van de zone te verminderen.

**Voor verdere inlichtingen bel onze infolijn
055/23 23 23**



Andullation center, De bruwaan 19 9700 Oudenaarde

